

NYÁRI AKCIÓ A FORR-LAB-NÁL!

Acetonitrile ChromAR® HPLC
Super Gradient Grade 4 L üveges kiszerezésben

Most csak 8 900 HUF /üveg



A certi tájékoztató jellegű!



AVANTOR
PERFORMANCE MATERIALS

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Gillice, 17.09.2014

DEV 2856-2

Acetonitrile ChromAR HPLC Super Gradient | 2,5 dm³

Grade: ChromAR HPLC Super Gradient

Lot No: 1425804803

Parameter	Unit	Requirements	Result
Assay (CH ₃ CN)	%	min. 99.9	100.0
Water (KF)	%	max. 0.02	0.01
Titrable Acid (meq/g)		max. 0.0005	< 0.0005
Titrable Base (meq/g)		max. 0.0002	< 0.0002
Residue after Evaporation	%	max. 0.0005	< 0.0005
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water):			-
195 nm		max. 0.12	0.06
200 nm		max. 0.03	0.02
210 nm		max. 0.02	0.01
220 nm		max. 0.01	0.01
254-400 nm		max. 0.005	0.002
Gradient Elution Test			-
210 nm	mAU	max. 3	< 3

Filtered through 0.2 micron filter.

Guarantee: september 2017

Accepted:

ERŐKALIBRAZÁLT
ÉRTÉKELÉS
PÉCSI SZABÓ

1131 Budapest, Madarász V. u. 1/A.

Központi iroda/Postacím: 1141 Budapest, Fogarasi út 218.

Telefon: +36-1-273-13-78

Fax: +36-1-273-13-79

E-mail: info@forrlab.hu

Internet: www.forrlab.hu



Part of
AVANTOR
PERFORMANCE MATERIALS